


CORSET THORACO LOMBAIRE



**Vue de dessus,
le corset thoraco lombaire
est posé à plat**

① Fermeture abdominale	⑤ Coussinets tubulaires
② Sangles d'épaule	⑥ 2 paires de baleines : - 1 paire flexible - 1 paire rigide
③ Sangles lombaires de rappel	
④ Coulisseaux à baleine	

- ✓ Insérer les baleines ⑥ sélectionnées dans les coulisseaux ④.
- ✓ Positionner le corset dans le dos, le coussin interne plaqué sur les lombaires.
- ✓ Fermer la fermeture abdominale ① : tendre sans forcer puis scratcher sur le devant.
- ✓ Passer les sangles d'épaule ② sur les épaules.
- ✓ Les sangles ② passent sous les aisselles sans croiser, et repartent dans le dos.
- ✓ Croiser les sangles ② dans le dos, les passer sur les côtes puis venir les scratcher l'une sur l'autre sur l'abdomen.
- ✓ Tendre les sangles lombaires de rappel ③ pour les scratcher l'une sur l'autre sur l'abdomen.
Ainsi disposées, les sangles se retrouvent superposées.

N.B. : Les coussinets tubulaires ⑤ peuvent être ajoutés autour des sangles d'épaule pour un meilleur confort.
Les baleines rigides ⑥ peuvent être conformées pour assurer une meilleure application.