

# Appareils de correction des hanches

## Par mise en abduction

### Indications :

- > Instabilité de hanches.
- > Dysplasie.
- > Luxation de hanches.

## Coussin d'abduction souple

### Caractéristiques :

- Couche en drap d'hôpital (plastifié).
- Avec coussin amovible en mousse de latex.
- Avec pattes latérales de maintien et bretelles réglables, boucles de sécurité.

Référence	Taille*	Code A.C.L.	Référence	Taille*	Code A.C.L.
2903112	12	6177509	2903122	22	6177550
2903114	14	6177515	2903124	24	6249344
2903116	16	6177521	2903126	26	6249350
2903118	18	6177538	2903128	28	6464315
2903120	20	6177544	2903130	30	-

\*Ecart interpoplité, en cm, en position d'abduction 1/2 fléchie



L.P.P.  
201G00.321  
Se conformer  
à la prescription  
médicale



## Coussin de Becker

### Caractéristiques :

- Identique au modèle souple, mais avec un coussin baleiné.

Référence	Taille*	Code A.C.L.	Référence	Taille*	Code A.C.L.	Référence	Taille*	Code A.C.L.
2901112	12	6102492	2901120	20	6102546	2901128	28	6102581
2901114	14	6102500	2901122	22	6102552	2901130	30	6102598
2901116	16	6102517	2901124	24	6102569	2901132	32	6102606
2901118	18	6102523	2901126	26	6102575	2901134	34	6102612
						2901136	36	-

\*Ecart interpoplité, en cm, en position d'abduction 1/2 fléchie

L.P.P.  
201G00.321  
Se conformer  
à la prescription  
médicale



## Coussin Mignon

### Caractéristiques :


- Identique au modèle souple, mais avec un coussin avec abduction réglable par barettes à glissières.

Référence	Taille*	Ecart	Code A.C.L.
2902101 F	T1	15 à 18cm	6267023
2902102 F	T2	17 à 21cm	6267046
2902103 F	T3	20 à 25cm	6267052
2902104 F	T4	24 à 30cm	6267069
2902105 F	T5	29 à 37cm	6267075

\*Ecart interpoplité, en cm, en position d'abduction 1/2 fléchie



L.P.P.  
201G00.321  
Se conformer  
à la prescription  
médicale



A placer sous surveillance médicale et respecter toutes les consignes données par l'équipe médicale.