

# Releveurs de pied

## Indications :

- > Déficit ou paralysie du SPE d'étiologies diverses.
- > Hémiplégie flasque, pied ballant.

## Dorsalex

### Contre-indications :

- > Equin spastique.
- > Troubles morphologiques importants.

### Caractéristiques :

- Léger, flexible, en polypropylène.
- Sa semelle longue se prolonge jusqu'aux orteils et peut être découpée avec des ciseaux.
- Embrasse capitonnée, livrée avec fermeture auto-agrippante montée.
- Sangle : utilisation facultative pour personne alitée.

| Référence Gauche | Code A.C.L. Gauche | Référence Droit | Code A.C.L. Droit | Modèle            | Hauteur | Semelle |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 4731002          | 7356119            | 4731001         | 7356102           | Standard Femme    | 26cm    | 24cm    |
| 4731102          | 7356131            | 4731101         | 7356125           | Standard Homme    | 29cm    | 28cm    |
| 4731202          | 7356148            | 4731201         | 7356154           | Standard X-Long   | 39cm    | 30,5cm  |
| 4731502          | 7639225            | 4731501         | 7639254           | Extra fort Femme  | 26cm    | 24cm    |
| 4731602          | 7639231            | 4731601         | 7639260           | Extra fort Homme  | 29cm    | 28cm    |
| 4731702          | 7639248            | 4731701         | 7639277           | Extra fort X-Long | 39cm    | 30,5cm  |



L.P.P.  
201G00.171  
Se conformer  
à la prescription  
médicale



## En polypropylène ajouré et nervuré

### Caractéristiques :

- Le mécanisme de rappel de cette orthèse se fait grâce à la souplesse et à l'élasticité du polypropylène renforcé de nervures.
- La semelle plantaire se limite en arrière des têtes métatarsiennes.

**En ébauche :** sangle non montée, semelle non finie

| Référence Gauche | Code A.C.L. Gauche | Référence Droit | Code A.C.L. Droit | Pointure | Taille |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|--------|
| 4744101          | 4716681            | 4744001         | 4716646           | 35/37    | S      |
| 4744102          | 4716698            | 4744002         | 4716652           | 37/39    | M      |
| 4744103          | 4716706            | 4744003         | 4716669           | 39/41    | L      |
| 4744104          | 4716712            | 4744004         | 4716675           | 41/44    | XL     |

**En monté fini**

| Référence Gauche | Code A.C.L. Gauche | Référence Droit | Code A.C.L. Droit | Pointure | Taille |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|--------|
| 47449937G        | 4717858            | 47449937D       | 4717812           | 35/37    | S      |
| 47449939G        | 4717864            | 47449939D       | 4717829           | 37/39    | M      |
| 47449941G        | 4717870            | 47449941D       | 4717835           | 39/41    | L      |
| 47449944G        | 4717887            | 47449944D       | 4717841           | 41/44    | XL     |

Indiquer la hauteur sol/mollet au plus fort et la circonférence du mollet au plus fort.



L.P.P.  
201G00.171  
Se conformer  
à la prescription  
médicale



# Releveurs de pied

## En Ortholen

### Caractéristiques :

- Releveur réalisé à partir d'une ébauche présentant une grosse réserve de matière.
- Très bonne élasticité.
- Recommandé pour des morphologies atypiques : très petits, très grands, très forts, très minces.
- Permet une excellente adaptation à la morphologie du patient.
- La semelle plantaire se limite en arrière des têtes métatarsiennes.

#### En ébauche

| Référence | Côté                 | Pointure    |
|-----------|----------------------|-------------|
| 47461     | Gauche               | du 33 au 45 |
| 47460     | Droit                | du 33 au 45 |
| 4746350   | Sangle pour releveur |             |

#### Indiquer la pointure

#### En monté fini

| Référence | Côté   |
|-----------|--------|
| 47463     | Gauche |
| 47462     | Droit  |



\*Préciser la pointure et fournir un tracé du pied avec repérage des têtes métatarsiennes, un tracé de la jambe en décubitus dorsal avec repérage des malléoles, de l'interligne articulaire du genou et la circonférence du mollet au niveau souhaité pour l'embrace.

L.P.P.  
201G00.171  
Se conformer  
à la prescription  
médicale



## Jousto

### Contre indications :

- > Valgus de la tibiotarsienne.
- > Effondrement de la voûte plantaire.

### Caractéristiques :

- Semelle plantaire limitée aux têtes métatarsiennes.
- Effet releveur assuré par montant métallique interne et ressort à lames.
- La semelle plantaire se limite en arrière des têtes métatarsiennes.

#### En ébauche

| Référence Gauche | Code A.C.L. Gauche | Référence Droit | Code A.C.L. Droit | Pointure |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 47411            | 6652979            | 47410           | 6652910           | 36/37    |
| 47411            | 6652985            | 47410           | 6652927           | 38/39    |
| 47411            | 6652991            | 47410           | 6652933           | 40/41    |
| 47411            | 6653016            | 47410           | 6652956           | 42/43    |
| 47411            | 6653022            | 47410           | 6652962           | 44/45    |

#### En monté fini

| Référence Gauche | Code A.C.L. Gauche | Référence Droit | Code A.C.L. Droit |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 4742999          | 7986441            | 4742999         | 7989474           |

#### Indiquer la pointure



L.P.P.  
201G00.171  
Se conformer  
à la prescription  
médicale



## Philipp

### Indications :

- > Déficit partiel des releveurs de pied.
- > Phase de récupération après paralysie du SPE.

### Contre indications :

- > Paralysie spastique.
- > Rhumatismes déformants et douloureux au niveau des mains.
- > Problèmes circulatoires, œdèmes.

### Caractéristiques :

- Releveur en tissu élastique renforcé sur la partie dorsale d'une armature plastique équipée de deux tirants réglables.
- Peut se dissimuler sous une chaussette.



La personne doit pouvoir enfiler seule ce releveur

| Référence | Code A.C.L. | Taille | b  | h  | a  |
|-----------|-------------|--------|----|----|----|
| 4747006   | 4716511     | 6      | 15 | 24 | 17 |
| 4747008   | 4716528     | 8      | 17 | 26 | 19 |
| 4747010   | 4716534     | 10     | 19 | 28 | 21 |
| 4747012   | 4716540     | 12     | 22 | 30 | 23 |
| 4747014   | 4716557     | 14     | 25 | 34 | 24 |
| 4747016   | 4716563     | 16     | 27 | 36 | 25 |

L.P.P.  
201G00.171  
Se conformer  
à la prescription  
médicale



DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND APPAREILLAGE

CHAUSSURES - ORTHÈSES - PROTHÈSES

9, rue Léopold Bellan • 75002 PARIS • Tél. : 01 42 33 83 46 • Fax : 01 42 33 58 99

159 avenue d'Echenilly • 10120 Saint-André-les-Vergers • Tél. : 03 25 76 10 10 • Fax : 03 25 76 12 10

ortho@neut.fr • www.neut.fr