

# Attelles d'immobilisation du pouce

## SELLA FIX

### Indications :

- > Luxation.
- > Entorse.
- > Rhizarthrose

### Caractéristiques :

- En matériau thermostatique doublé.
- Adaptable à basse température par air chaud à 60° ou dans l'eau chaude à 60°.
- Peut être découpé.
- Doublé en fin jersey de coton.
- Perforé pour un meilleur confort.
- Fixation par fermeture auto agrippante.
- Facile à placer par le patient lui-même.
- Lavable facilement, à l'eau savonneuse à 30°.
- Séchage loin d'une source de chaleur.

Le modèle sera choisi en fonction des articulations à immobiliser et selon la pathologie.

## Sella Fix P

- Modèle long.
- Immobilise toutes les articulations de la colonne du pouce, du poignet à l'articulation distale.



L.P.P.  
201G01.1523  
Se conformer  
à la prescription  
médicale

CE

Référence Gauche	Référence Droite	Taille	Largeur main
3903210	3903220	X-petit	Jusqu'à 7,5 cm
3903211	3903221	Petit	7,5 à 8 cm
3903212	3903222	Moyen	8 à 8,5 cm
3903213	3903223	Grand	8,5 à 9,5 cm

